


SATS 3.0 SPREC自動判定オプション



- I.SPREC血液・生検（*1）に対応し検体を登録
- II.検体毎にSPRECの判定基準を登録情報から自動判定

Type of Collection (採入)			Fixation/Stabilization type (採入)		
container	PPチューブ0.5~2 mL		Type of Sample	PL1	
Type of primary container	SED		Type of Collection		
Fixation/Stabilization Type					
Pre-centrifugation	Z		Centrifugation	Z	
Post-centrifugation delay	Z		Long-term storage	A	
Warm Ischemia Time	X		Cold Ischemia Time	X	
Fixation Time	X				
SPRECバージョン	3.0	再判定			
溶血	1+		<i>SAMPLE</i>		
乳糜	2+				
黄疸	1+				
保管期限日[必須]	<input type="checkbox"/> 不明 2099/12/31		倫理委員会承認番号		
保管場所	施設: <input type="text"/>	フロア: <input type="text"/>	部屋: <input type="text"/>	保管庫: <input type="text"/>	
	棚: <input type="text"/>	ラック: <input type="text"/>	BOX: <input type="text"/>	位置: <input type="text"/>	
自動倉庫状態	出庫処理中				
プライオリティ診療科	<input type="text"/>				
同意情報 (0件) ▲	範囲	同意取得日	同意撤回有無	同意撤回日	選択
分注情報 (1件) ▲	親/子	随属	試料ID	親アビD1外ID	検体ID 保管状況 サンプル名
作業情報 (3件) ▲	番号	保管状況	サンプル名	BOX-ID	BOX所在 作業者 作業日時
備考	<input style="width: 100%;" type="text"/>				

戻る 更新 削除



日本システム開発株式会社
 〒160-0021東京都新宿区歌舞伎町2-4-10KDX東新宿ビル6F
 E-mail : sats-info@nsk.co.jp TEL : 03-6302-1371

(*1) SPRECバージョン2.0,3.0