



推奨ブラウザ
Chrome/Edge

【機能一覧】 ○:標準機能 △:オプションもしくはカスタマイズ

匿名化機能	×
アラート機能	○
プロジェクト管理機能	○
患者情報管理機能	×
検体情報管理機能	○
検体検索	○
検体登録	○
ラベル印刷	○
データエクスポート/インポート	○
保管場所登録	○
工程管理	△
関連ファイル登録/更新/削除	○

払い出し機能	○
ラックスキャナ連携	○
温度管理	△
SPREC対応	×
バイオバンク横断検索	×
表示項目カスタマイズ	○
オンプレミス	○
仮想環境	○
クラウド	○
Windows11対応	○
SATOプリンター	○
BRADYプリンター	○
個別カスタマイズ対応	△



SATS-Labo

(研究開発向け)

SAMPLE TRACKING SYSTEM-Labo

-これまでの技術と叡知を集結し誕生-



日本システム開発株式会社
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル6F
E-mail : sats-info@nsk.co.jp TEL : 03-6302-1371



SATS-Laboの特徴

1. 保管場所のレイアウト管理

8階層(部屋、保管庫、棚、BOX等)での管理

2. 様々なコードでの管理

管理ID、ビンID、CAS No、サブコード、JANコード等での管理

3. 検体に応じた付帯情報管理

重量(風袋、検体、総重量)、濃度、性状(粉体、液体、固体等)、保管温度、ビン種別、法規制情報、SDSファイル等の管理

SATS 検体管理システム ユーザ名:システム管理者

管理ID(必須) K001 親プロジェクトID 親管理ID 選択 戻る

入庫状態(必須) 保管 作業担当者 システム管理者

作業日時 2020/01/17 20:30:04 現在

性状 粉体

検体重量 10000 mg

IDX 10

IDY 20 IDZ 30

備考

濃度

分子量 256 風袋重量 77061.2

総重量 87061.2

ビン種別 60mlビン

法規制情報(コード) 135,345 法規制情報 労安法(57条)表示義務,労安法(57条)通称

劇物情報 劇物

保管環境 冷蔵庫

保管期限日

施設: NSK フロア: 8階 部屋: 検体保管室 保管庫: 新1 選択

SATS Sample管理システム ユーザ名:システム管理者

Sample管理アラート

保管期限アラート 0件

保管場所未入力アラート 0件

SATS 検体管理システム ユーザ名:システム管理者

プロジェクト情報検索

プロジェクトID (前方一致) クリア 詳細条件

プロジェクト課題名 (部分一致) 検索 Excel出力

プロジェクトID	プロジェクト課題名	プロジェクトフェーズ	プロジェクト期...	プロジェクト期...	プロジェクト実...	プロジェクト依...	試験区分	有効...	備考
TestProject	課題名1	定義	2020/02/01	2020/07/31	実施責任者1	依頼者1	試験1	有効	備考2
a001	課題名2	定義	2019/07/01	2020/06/30	実施責任者3	依頼者2	試験1	有効	アスト
a002	課題名2	計画	2018/01/27	2020/01/22	責任者2	依頼者2	試験1	有効	備考2
b001	課題名1	定義	2019/01/01	2020/03/31	実施責任者	依頼者3	試験2	有効	
b002	課題名1	実行	2019/12/31	2020/01/01	責任者3	依頼者4	試験1	有効	備考3
b003	課題名4	定義	2019/12/30	2020/01/02	実施責任者名2	依頼者1	試験2	有効	備考4
p001	課題名01	計画	2020/01/01	2021/12/31	実施責任者名3	依頼者1	試験1	有効	備考6
project001	課題A	定義	2022/10/01	2023/09/30	実施責任者A	依頼者1	試験1	有効	
testA	testA	定義	2022/08/01	2030/08/31	やまだたろう			有効	
testB	testB	定義	2022/08/01	2031/08/31	test			有効	



CSV読込/出力可

検体保管場所

施設: NSK

フロア: 8階

部屋: 検体保管室

保管庫: 新1, 新2, 現行1, 現行2

棚: 棚1, 棚2, 棚3, 棚4

ラック: 1-1, 1-2, 1-3

BOX

1A-201(187/196)	1B-201(0/196)	1C-201(174/196)	1D-201(0/196)
1A-202(0/196)	1B-202(0/196)	1C-202(0/196)	1D-202(0/196)
1A-203(0/196)	1B-203(0/196)	1C-203(0/196)	1D-203(0/196)
1A-204(0/196)	1B-204(0/196)	1C-204(0/196)	1D-204(0/196)

位置

1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9
2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	2-8	2-9
3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	3-9
4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7	4-8	4-9
5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7	5-8	5-9
6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	6-7	6-8	6-9
7-1	7-2	7-3	7-4	7-5	7-6	7-7	7-8	7-9
8-1	8-2	8-3	8-4	8-5	8-6	8-7	8-8	8-9
9-1	9-2	9-3	9-4	9-5	9-6	9-7	9-8	9-9

決定 キャンセル

ビジュアルで位置情報が分かる



保管場所を探す時間を削減!!

